

Ricette PROSORBET 100 FREDDO

Una ricetta di ingredienti SOSA



Sorbetto all'albicocca

- 200 g** Acqua
- 800 g** Polpa di albicocche
- 100 g** ProSORbet 100 freddo SOSA
- 170 g** Zucchero semolato
- 5 g** Acido neutro 50% SOSA

Mescolare separatamente gli ingredienti liquidi e solidi.

Miscelare entrambe le preparazioni con un frullatore a immersione. Lasciate riposare 3 ore in frigorifero. Mescolare di nuovo e versare il preparato in una gelatiera.